


Ballon tampon DUO E2 1500/300

code: 10582



Volume total du ballon	15001
Volume du ballon ECS immergé	3001
Volume de l'échangeur supérieur	14,71
Volume de l'échangeur	19,01
Surface de l'échangeur inférieur	3 m ²
Surface de l'échangeur	3,9 m ²
Température maximale du ballon tampon et de l'échangeur	95 °C
Pression max. de fonctionnement des échangeurs	10 bar
Pression maximale du réservoir d'accumulation externe	3 bar
Pression max. de fonctionnement du ballon	10 bar
Poids a vide	364kg